

Link naar het product: <https://techcnc.be/reinigingsconcentraat-em-70-p-50.html>

## Reinigingsconcentraat EM 70



Prijs	<b>40.00 Euro</b>
VOORRAAD	<b>Beschikbaar</b>
Verzendtijd	<b>48 uur</b>
Catalogusnummer	<b>10067</b>

### Product omschrijving

#### Reinigingsconcentraat EM 70

**EM-70 verwijdert eenvoudig onzuiverheden uit kunstgebitten en orthodontische apparatuur. Het is ook geschikt voor het reinigen van roestvrij staal, edelmetalen, porselein, glazen componenten en voor het verwijderen van gips en cementresten van het oppervlak van gereinigde artikelen.**

**Een fles bevat 500 ml. vloeistof. Het concentraat moet worden verdund in water in een hoeveelheid tussen 1-3% van het volume water en gedurende 3-10 minuten worden gereinigd, afhankelijk van de mate van vervuiling van de gereinigde artikelen.**

Inhoud: **500 ml.**